

НеваРеактив



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Акционерное общество  
«АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»

 [www.azri.ru](http://www.azri.ru)

НеваРеактив



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



ЗАВОД АЗРИ –  
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



НеваРеактив

НеваРеактив



За 90 лет Армавирский завод резиновых изделий сохранил лучшие традиции и стал лидером в производстве изделий из тонкой резины путем полного цикла и контроля качества на каждом этапе - от поставки сырья до упаковки.

В 2012 году Армавирский завод резиновых изделий обновил торговую марку и фирменный стиль. Это новый этап в совершенствовании технологий, укреплении партнерских отношений и развитии клиентского сервиса.

Продукты торговой марки АЗРИ для медицины, промышленности, энергетики и домашних хозяйств неизменно обеспечивают высокие требования безопасности жизни и здоровья человека.

Вся продукция завода сертифицирована и качество продукции гарантировано действующей на заводе системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015).

Качество медицинской продукции также гарантировано действующей системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485-2017.

Завод является неоднократным лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 270 мм

**ТОЛЩИНА НА ПАЛЬЦАХ:** 0,20 – 0,23 мм

**ТОЛЩИНА НА ЛАДОНИ:** 0,19 – 0,21 мм

**ТОЛЩИНА НА МАНЖЕТЕ:** 0,16 – 0,19 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма для снижения усталости рук, гладкая поверхность. Нестерильные, многократного использования, выдерживают 4 цикла обработки и стерилизации в среде водяного пара. Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения при выполнении хирургических операций и медицинских процедур.

**ГОСТ 3-88**

**РАЗМЕРЫ:** 4, 5, 6, 7, 8, 9

**УПАКОВКА:** 25 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

**Перчатки хирургические  
резиновые**



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



TEXTURE

**Перчатки хирургические латексные  
нестерильные многократного  
применения «АЗРИ»  
текстурированные**

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 260 мм (размер 6 – 6,5),  
не менее 270 мм (размер 7 – 8), не менее 280 мм (размер 8,5 – 9)

**ТОЛЩИНА НА ПАЛЬЦАХ:** 0,21 – 0,22 мм

**ТОЛЩИНА НА ЛАДОНИ:** 0,19 – 0,20 мм

**ТОЛЩИНА НА МАНЖЕТЕ:** 0,16 – 0,17 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма для снижения усталости рук, текстурированная поверхность. Нестерильные, многократного использования, выдерживают 4 цикла обработки и стерилизацию в среде водяного пара. Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения при выполнении хирургических операций и медицинских процедур.

**ТУ 9398-086-00149498-2006**

**РАЗМЕРЫ:** 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

**УПАКОВКА:** 25 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 270 мм

**ТОЛЩИНА НА ПАЛЬЦАХ:** 0,30 – 0,32 мм

**ТОЛЩИНА НА ЛАДОНИ:** 0,29 – 0,30 мм

**ТОЛЩИНА НА МАНЖЕТЕ:** 0,27 – 0,28 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма для снижения усталости рук, гладкая поверхность. Сверхпрочные, многократного использования, выдерживают пятикратную дезинфекцию кипячением в дистиллированной воде. Предназначены для изоляции рук медперсонала при проведении анатомических работ.

**ТУ 2514-066-00149498-98**


**РАЗМЕРЫ:** 6; 7; 8; 9

**УПАКОВКА:** 15 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

**Перчатки анатомические латексные  
«АЗРИ»**



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



TEXTURE

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 220 мм (размер XS – S),  
не менее 230 мм (размер M – XL)

**ТОЛЩИНА НА ПАЛЬЦАХ:** 0,13 – 0,15 мм

**ТОЛЩИНА НА ЛАДОНИ:** 0,13 – 0,14 мм

**ТОЛЩИНА НА МАНЖЕТЕ:** 0,12 – 0,14 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Амбидекстральные, текстурированная поверхность. Универсальная форма удобна для быстрой смены перчаток. Используются при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты персонала и пациента от взаимного заражения, а также при работе с зараженными медицинскими материалами.

**ГОСТ Р 52239-2004**

**РАЗМЕРЫ:** XS, S, M, L, XL

**УПАКОВКА:** 50 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

**Перчатки медицинские  
диагностические одноразовые  
текстурированные нестерильные**



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 220 мм (размер XS – S),  
не менее 230 мм (размер M – XL)

**ТОЛЩИНА НА ПАЛЬЦАХ:** 0,13 – 0,15 мм

**ТОЛЩИНА НА ЛАДОНИ:** 0,13 – 0,14 мм

**ТОЛЩИНА НА МАНЖЕТЕ:** 0,12 – 0,14 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Амбидекстральные, гладкая поверхность

Универсальная форма удобна для быстрой смены перчаток. Используются при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты персонала и пациента от взаимного заражения, а также при работе с зараженными медицинскими материалами.

**ГОСТ Р 52239-2004**

**РАЗМЕРЫ:** XS, S, M, L, XL

**УПАКОВКА:** 50 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

**Перчатки медицинские  
диагностические одноразовые  
нестерильные**





ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 70 мм

**ШИРИНА:** 28±2 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,15 – 0,30 мм

Предназначены для защиты и изоляции пальцев рук, а также от воздействия кислот и щелочей концентрации до 20% и изоляции пальцев рук при контакте с поверхностью деталей приборов. Выдерживают трехкратный цикл обработки, включающий дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию.

**ТУ 38.106567-88**

**УПАКОВКА:** 100 штук в пакете, 5000 штук в гофроящике

## Напальчники медицинские резиновые



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** 33 – 39 мм

Катетеры устойчивы к однократной стерилизации паровым и химическим методами. Предназначены для дренажа надлобкового свища при урологических операциях. Для надежности и прочности при введении катетера в свищ, головка катетера усилена специальной прокладкой.

**ТУ 38.10695-87**

**РАЗМЕРЫ:** 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

**УПАКОВКА:** 20 штук в коробке

Катетеры самоудерживающиеся  
крупноголовчатые латексные  
однократного применения тип  
Малеко, тип Малеко, вид Б



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 190 мм

**ШИРИНА:** 42±2 мм

**ДИАМЕТР:** 28 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,05 – 0,09 мм

Малоопудренные, с гладкой поверхностью, без смазки. Предназначены для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования с целью защиты пациента от заражения при проведении исследования. Легко надеваются на датчик, не соскальзывают и не образуют складок.

**ТУ 9398-087-00149498-2006**

**УПАКОВКА:** 100 штук в коробке, 30 коробок в гофроящике

**Презервативы латексные для УЗИ  
«АЗРИ» ДИАмед**



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 190 – 206 мм

**ШИРИНА:** 54±2 мм

**ДИАМЕТР:** 33 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,05 – 0,09 мм

Для улучшения скольжения обработаны смазкой. Выпускаются как неароматизированными, так и ароматизированными – в смазку добавлены натуральные масла и ароматизаторы. Индивидуальная герметичная упаковка пакета имеет насечку, позволяющую вскрывать упаковку без усилий. Обеспечивают надежную защиту как от нежелательной беременности, так и от болезней, передающихся половым путем, а также являются эффективным средством профилактики СПИДа.

**ГОСТ 4645-81**

**УПАКОВКА:** 1. Три индивидуальных пакета в коробочке, 15 коробочек в шоу-боксе, 22 шоу-боксов в гофроящике

2. Индивидуальный пакет, 120 штук в шоу-боксе, 2880 штук в гофроящике

Презервативы резиновые  
«ЭРОС Классика», «ЭРОС Люкс»,  
«ЭРОС Аромат», «ЭРОС Экстра»



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**АЗРИЭКСПЕРТ 01:** толщина 0,08-0,22 мм ( для гладких поверхностей), 0,11-0,23 мм (для текстурированных поверхностей); длина не менее 220 мм - размеры XS (6), S (6,5), не менее 230 мм размеры – M (7-7,5), L (8-8,5), XL (9)

**АЗРИЭКСПЕРТ 02:** толщина 0,1-0,27 мм ( для гладких поверхностей), не менее 0,13 мм (для текстурированных поверхностей); длина не менее 270 мм

**АЗРИЭКСПЕРТ 03:** толщина 0,20-0,45 мм, длина не менее 270 мм

**АЗРИЭКСПЕРТ 04:** толщина не менее 0,27 мм, длина не менее 280 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

**ПЕРЧАТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:** АЗРИЭКСПЕРТ 01, АЗРИЭКСПЕРТ 02 – для защиты рук от растворов кислот и щелочей до 10% концентрации (от слабых растворов кислот и щелочей), органических растворителей (спиртов), биологических факторов (микроорганизмов).

АЗРИЭКСПЕРТ 03 – для защиты рук от растворов кислот и щелочей до 20% концентрации, органических растворителей (спиртов), биологических факторов (микроорганизмов).

АЗРИЭКСПЕРТ 04 – для защиты рук от растворов кислот и щелочей до 40% концентрации, органических растворителей (спиртов), биологических факторов (микроорганизмов).

**ПЕРЧАТКИ ВЫПУСКАЮТСЯ:** АЗРИЭКСПЕРТ 01 – универсальной (плоской) формы, без разделения на правую и левую руку (аналог диагностических перчаток);

АЗРИЭКСПЕРТ 02 – анатомической формы (аналог хирургических перчаток);

АЗРИЭКСПЕРТ 03 – анатомической формы повышенной прочности (аналог анатомических перчаток);

АЗРИЭКСПЕРТ 04 – универсальной (плоской) формы, без разделения на правую и левую руку, повышенной прочности (аналог перчаток High Risk).

**ТУ 22.19.60-102-00149498-2018**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** АЗРИЭКСПЕРТ 01 – XS (6); S (6,5); M (7-7,5); L (8-8,5); XL (9)

АЗРИЭКСПЕРТ 02 – 4; 5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5

АЗРИЭКСПЕРТ 03 – 6; 7; 8; 9

АЗРИЭКСПЕРТ 04 – XS (6); S (6,5); M (7-7,5); L (8-8,5); XL (9)

**УПАКОВКА:**

АЗРИЭКСПЕРТ 01: 50 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

АЗРИЭКСПЕРТ 02: 25 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

АЗРИЭКСПЕРТ 03: 15 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

АЗРИЭКСПЕРТ 04: 15 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

Перчатки резиновые  
«АЗРИЭКСПЕРТ»



Перчатки резиновые  
диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО  
класс 00

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 280 мм, не менее 360 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,5 – 1,1 мм

**МАНЖЕТ:** прямой

Анатомическая форма для снижения усталости рук, гладкая поверхность. Предназначены для работы в электроустановках до 500 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства. Рекомендованы для применения в электроустановках до 500 В. Перчатки обеспечивают дополнительную защиту от растворов кислот до 20 % концентрации, низких температур (категория АС). Перчатки предназначены для эксплуатации при температуре от +50 °С до -40 °С.

**ТУ 2514-098-00149498-2016**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** 2 (9), 3 (10), 4 (11)

**УПАКОВКА:** 1 пара в индивидуальной упаковке,  
40 пар в гофроящике



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



Перчатки резиновые  
диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО  
класс 0



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 360 мм

**ТОЛЩИНА:** 1,0 – 1,5 мм

**МАНЖЕТ:** прямой

Анатомическая форма для снижения усталости рук, гладкая поверхность. Применяются в электроустановках до 1000 V в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 V – дополнительного. Перчатки обеспечивают дополнительную защиту от растворов кислот до 20% концентрации, нефти и низких температур (категория АНС). Перчатки предназначены для эксплуатации при температуре от +50 °С до -40 °С.

**ТУ 38.306-5-63-97**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** 2 (9), 3 (10), 4 (11)

**УПАКОВКА:** 1 пара в индивидуальной упаковке,  
30 пар в гофроящике



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 360 мм

**ТОЛЩИНА:** 1,5 – 2,1 мм

**МАНЖЕТ:** прямой

Анатомическая форма для снижения усталости рук, гладкая поверхность. Предназначены для работы в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства. Рекомендованы для электрической защиты при напряжении до 7500 В в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства. Имеют высокую прочность и стойкость к порезу, проколу, раздиру, истиранию. Перчатки обеспечивают дополнительную защиту от растворов кислот до 20 % концентрации, нефти и низких температур (категория АНС). Перчатки предназначены для эксплуатации при температуре от +50 °С до -40 °С.

**ТУ 2514-099-00149498-2016**


**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** 2 (9), 3 (10), 4 (11)

**УПАКОВКА:** 1 пара в индивидуальной упаковке,  
20 пар в гофроящике

**Перчатки резиновые  
диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО  
класс 1**





**МАТЕРИАЛ:** натуральный каучук

**РИФЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

**РАЗМЕРЫ:** 500x500 мм; 730x730 мм

**ТОЛЩИНА:** 6,0 + 1 мм, глубина рифа 1 – 3 мм

Применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений.

**ГОСТ 4997-75**

**РАЗМЕРЫ:** 500x500, 730x730

**УПАКОВКА:** без индивидуальной упаковки

Ковры диэлектрические резиновые



Перчатки латексные технические  
кислотощелочестойкие с ворсовой  
подложкой «Суперфлок»

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**K20Щ20:** толщина не менее 0,3 мм; длина не менее 305 мм

**K50Щ50:** толщина не менее 0,4 мм; длина не менее 305 мм

**K80Щ50:** толщина не менее 0,5 мм; длина не менее 305 мм

**МАНЖЕТ:** прямой

Анатомическая форма перчаток уменьшает напряжение рук при работе, рифленая поверхность обеспечивает надежный захват сухих и влажных предметов, ворсовая подложка обеспечивает комфорт и хорошо впитывает влагу от рук.

**ТУ 2514-092-00149498-2011**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** S, M, L, XL

**УПАКОВКА:** 240 пар в гофроящике / 1 пара в индивидуальной упаковке, 100 пар в гофроящике

Предназначены для работы с химическими веществами (растворы кислот до 20%, 50%, 80% соответственно и щелочей до 20%, 40%, растворы солей). Обеспечивают защиту от сыпучих и красящих химических веществ, органических растворителей (спиртов и кетонов), а также от микроорганизмов



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**K20Щ20:** толщина не менее 0,6 мм; длина не менее 300 мм

**K50Щ50:** толщина не менее 0,65 мм; длина не менее 300 мм

**K80Щ50:** толщина не менее 0,70 мм; длина не менее 300 мм

**МАНЖЕТ:** прямой

По форме соответствуют объемной модели руки, изготавливаются на правую и левую руки, гладкая поверхность. Предназначены для выполнения грубых работ и позволяют выдержать длительное время воздействия кислот и щелочей. Изготавливаются двухслойными. Внутренний и наружный слой различаются по цвету.

**ТУ 38.306-5-59-95**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** 1, 2, 3, M, L, XL

**УПАКОВКА:** 90 пар в гофроящике / 1 пара в индивидуальной упаковке, 70 пар в гофроящике

Предназначены для защиты рук от химических факторов (растворов кислот до 20%, 50%, 80% концентрации и щелочей до 20%, 40% концентрации, растворов солей), а также сыпучих и красящих химических веществ, органических растворителей (спиртов и кетонов) и для защиты от микроорганизмов

**Перчатки резиновые технические  
кислотощелочестойкие  
«АЗРИХИМ» тип 1**



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**K20Щ20:** толщина не менее 0,3 мм; длина не менее 300 мм

**K50Щ50:** толщина не менее 0,4 мм; длина не менее 300 мм

**МАНЖЕТ:** прямой

По форме соответствуют объемной модели руки, изготавливаются на правую и левую руки, гладкая поверхность. Предназначены для выполнения тонких работ, требующих повышенной чувствительности пальцев. Мягкие, прочные перчатки надежно защищают руки от повреждений. Изготавливаются двухслойными. Внутренний и наружный слой различаются по цвету.

**ТУ 38.306-5-59-95**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** 7, 8, 9, 10, S, M, L, XL

**УПАКОВКА:** 240 пар в гофроящике/ 1 пара в индивидуальной упаковке, 170 пар в гофроящике

Предназначены для защиты рук от химических факторов (растворов кислот до 20%, 50%, 80% концентрации и щелочей до 20%, 40% концентрации, растворов солей), а также сыпучих и красящих химических веществ, органических растворителей (спиртов и кетонов) и для защиты от микроорганизмов

**Перчатки резиновые технические  
кислотощелочестойкие  
«АЗРИХИМ» тип 2**



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



Перчатки латексные технические  
нефтемаслостойкие НМС «АЗРИ»

**МАТЕРИАЛ:** нитрильный латекс

**К50Щ50:** толщина не менее 0,25 мм; длина не менее 305 мм

**К80Щ50:** толщина не менее 0,4 мм; длина не менее 305 мм

**МАНЖЕТ:** прямой

Анатомическая форма перчаток уменьшает утомляемость рук при работе, гладкая поверхность. Обладают повышенной износостойкостью и стойкостью к маслам и нефтепродуктам. Плотные, но мягкие перчатки имеют высокую механическую прочность. Возможен выпуск с ворсовой подложкой.

**ТУ 2514-090-00149498-2003**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** 1, 2, 3, S, M, L, XL

**УПАКОВКА:** 60 пар в гофроящике / 1 пара в индивидуальной упаковке, 60 пар в гофроящике

Предназначены для защиты рук от воздействия нефти, бензина, керосина, дизельного топлива, животных жиров, минеральных и растительных масел, а также от растворов кислот до 50%, 80% концентрации и щелочей до 40% концентрации, растворов солей



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 220 мм (размер S),  
не менее 230 мм (размер M – L)

**ТОЛЩИНА:** 0,08 – 0,23 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Амбидекстральные, гладкая/текстурированная поверхность. Предназначены для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ при работе с пищевыми продуктами. Позволяют обеспечить безопасность работника и конечного продукта. Гарантируют соблюдение максимальной гигиены при работе с продуктами питания.

**ТУ 22.19-101-00149498-2014**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** S, M, L

**УПАКОВКА:** 50 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

Перчатки латексные «ПИЩЕВИК-ДИА»



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 270 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,10 – 0,27 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма, гладкая/текстурированная поверхность. Предназначены для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ при работе с пищевыми продуктами. Позволяют обеспечить безопасность работника и конечного продукта. Гарантируют соблюдение максимальной гигиены при работе с продуктами питания.

**ТУ 22.19-101-00149498-2014**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** 4, 5, 6, 7, 8, 9

**УПАКОВКА:** 25 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

**Перчатки латексные «ПИЩЕВИК-Альфа»**



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 270 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,25 – 0,45 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма, гладкая поверхность. Предназначены для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ при работе с пищевыми продуктами. Позволяют обеспечить безопасность работника и конечного продукта. Гарантируют соблюдение максимальной гигиены при работе с продуктами питания.

**ТУ 22.19-101-00149498-2014**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** 6; 7; 8; 9

**УПАКОВКА:** 15 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике

**Перчатки латексные «ПИЩЕВИК-СУПЕР»**





ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 300 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,3 – 0,7 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма уменьшает напряжение рук в период выполнения работ, рифленая поверхность обеспечивает удобство захвата сухих и влажных предметов. Перчатки надежно защищают кожу рук от негативного воздействия воды, жира, пыли, моющих средств и других факторов. Манжеты защищают руки от попадания воды внутрь перчатки. Ворсовая подложка делает работу в холодной и теплой воде более комфортной.

**ТУ 38.106441-88**

**РАЗМЕРЫ:** S, M, L

**УПАКОВКА:** 1 пара в индивидуальной упаковке,  
120 пар в гофроящике

Предназначены для защиты рук при различных хозяйственных работах. Перчатки не предназначены для работ, связанных с маслами, растворителями и электрическим током

**Перчатки резиновые хозяйственные  
с ворсовой подложкой**



## Перчатки резиновые хозяйственные двухслойные

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 270 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,3 – 0,7 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма, рифленая поверхность обеспечивают удобство захвата предметов в сухих и влажных средах. Перчатки надежно защищают кожу рук от негативного воздействия воды, жира, пыли, моющих средств и других факторов. Манжеты защищают руки от попадания воды внутрь перчатки.

**ТУ 38.306-5-58-94**

**РАЗМЕРЫ:** S, M, L

**УПАКОВКА:** 1 пара в индивидуальной упаковке,  
120 пар в гофроящике

Предназначены для защиты рук при различных хозяйственных работах. Перчатки не предназначены для работ, связанных с маслами, растворителями и электрическим током



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 230 мм

**ТОЛЩИНА:** не менее 0,11 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Амбидекстральные, гладкая поверхность. Перчатки надежно защищают кожу рук от негативного воздействия воды, жира, пыли, химикатов и других факторов. Очень тонкая, но в то же время прочная латексная пленка создает комфортное ощущение во время работы и не снижает тактильные свойства.

**ТУ 2514-091-00149498-2007**

**РАЗМЕРЫ:** S, M, L

**УПАКОВКА:** 5 пар в коробочке, 50 коробочек в гофроящике

Предназначены для защиты рук при различных хозяйственных работах. Перчатки не предназначены для работ, связанных с маслами, растворителями и электрическим током

**Перчатки латексные для хозяйственных и бытовых нужд «Комфорт»**



## Перчатки резиновые «Хозяюшка АЗРИ» вид 1 (с ворсовой подложкой)

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 290 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,3 – 0,7 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма уменьшает напряжение рук в период выполнения работ, рифленая поверхность обеспечивает удобство захвата сухих и влажных предметов. Перчатки надежно защищают кожу рук от негативного воздействия воды, жира, пыли, моющих средств и других факторов. Манжеты защищают руки от попадания воды внутрь перчаток. Ворсовая подложка делает работу в холодной и теплой воде более комфортной.

**ТУ 2514-100-00149498-2014**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** S, M, L

**УПАКОВКА:** 1 пара в индивидуальной упаковке,  
120 пар в гофроящике

Предназначены для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ при различных работах в производстве и в быту



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



## Перчатки резиновые «ХозяюшкаАЗРИ» вид 2 (двухслойные)

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ДЛИНА:** не менее 270 мм

**ТОЛЩИНА:** 0,3 – 0,7 мм

**МАНЖЕТ:** бисер

Анатомическая форма, рифленая поверхность обеспечивают удобство захвата предметов в сухих и влажных средах. Перчатки надежно защищают кожу рук от негативного воздействия воды, жира, пыли, моющих средств и других факторов. Манжеты защищают руки от попадания воды внутрь перчатки.

**ТУ 2514-100-001494998-2014**

**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**РАЗМЕРЫ:** S, M, L

**УПАКОВКА:** 1 пара в индивидуальной упаковке,  
120 пар в гофроящике

Предназначены для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ при различных работах в производстве и в быту



## Шапочка купальная латексная

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

**ТОЛЩИНА:** 0,3 – 0,7 мм

Рельефная форма / гладкая форма. Край шапочки имеет рельефный бортик, поэтому шапочка плотно прилегает к голове, не сдавливая ее. Выпускаются в широкой цветовой гамме. Шапочка идеально защищает волосы от вредного воздействия хлорированной воды.

**ТУ 38.106314-86**

**РАЗМЕРЫ:** №1 - для размеров головы 50-54, №2 - для размеров головы 55 - 58, №3 - для размеров головы 59 - 62

**УПАКОВКА:** каждая шапочка в индивидуальной упаковке, 80 штук в гофроящике

Предназначена для защиты волос от намокания при купании, занятий водным спортом, принятии душа и при других водных процедурах

**ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ**



Камеры латексные для спортивных мячей

**МАТЕРИАЛ:** натуральный латекс

Предназначены для комплектации спортивных мячей. Латексная камера имеет преимущество по сравнению с другими камерами по трём основным параметрам: мягкость, отскок и эластичность. Запорный клапан надежно удерживает воздух внутри камеры.

**ТУ 38.106495-88**

**РАЗМЕРЫ:**

№1 - длина плоскосложенной камеры  $200 \pm 20$

№2 - длина плоскосложенной камеры  $235 \pm 15$

№3 - длина плоскосложенной камеры  $255 \pm 15$

**УПАКОВКА:** 60 штук в гофроящике



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –  
НАША ЦЕЛЬ!



## ГДЕ КУПИТЬ НАШУ ПРОДУКЦИЮ:

### г. Москва и Московская область:

#### ООО «СК-Гума»

Адрес: 140082, Московская область, г. Лыткарино,  
6-й микрорайон, строение 10  
Телефон: 8 (968) 816-54-59,  
тел./факс: (495) 552-18-27, (495) 567-37-02  
Адрес сайта: [www.gumaexport.ru](http://www.gumaexport.ru)  
Электронная почта: [gumaexport@mail.ru](mailto:gumaexport@mail.ru)

#### ЗАО «ТД Тракт»

Адрес: 109429, 14-й км МКАД, домовладение 10  
Телефон: +7 (495) 685-95-95, +7 (495) 913-97-11  
Адрес сайта: [www.trakt.ru](http://www.trakt.ru)  
Электронная почта: [ukhabotina@trakt.ru](mailto:ukhabotina@trakt.ru), [sale@trakt.ru](mailto:sale@trakt.ru)

#### ООО «ЭкоМед»

Адрес: 125130, Старопетровский пр-д, д. 12А, к.1, оф. 109  
Телефон: +7 (495) 925-00-76, факс +7 (499) 747-41-17  
Адрес сайта: [www.eco-med.ru](http://www.eco-med.ru)  
Электронная почта: [zakaz@eco-med.ru](mailto:zakaz@eco-med.ru)

#### ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

Адрес: 115008, ул. 1-я Дубровская, д. 13  
Телефон: +7 (495) 665-75-75  
Адрес сайта: [www.vostok.ru](http://www.vostok.ru)  
Электронная почта: [oshopova@vostok.ru](mailto:oshopova@vostok.ru)

### г. Санкт-Петербург:

#### ООО «Алватекс ЗТМ»

Адрес: 193230, пер.Челиева, д.13, корп. 3, литер Т  
Телефон: +7 (812) 336-36-00, факс: +7 (812) 336-36-04  
Адрес сайта: [www.alvatex.ru](http://www.alvatex.ru)  
Электронная почта: [info@alvatex.ru](mailto:info@alvatex.ru)

#### ООО «ТД «АРВЭЛ»

Адрес: 192148, ул. Ольги Берггольц, д.40  
Телефон: +7 (812) 449-86-87  
Адрес сайта: [tdarvel.stroy.net.ru](http://tdarvel.stroy.net.ru)  
Электронная почта: [tdarvel.stroy.net.ru](mailto:tdarvel.stroy.net.ru)

#### ООО «Резиновый Выбор»

Адрес: Офис: 195196, Таллинская, д. 6 лит В., Офис 312  
Склад: Октябрьская наб., д. 6Н (в глубине за АЦ «РОЛЬФ»)  
Телефон: (812) 445-0003 (812), (812) 444-3876, (812) 444-1549,  
(812) 444-6076, (812) 445-1110  
Адрес сайта: [www.rtispb.com](http://www.rtispb.com)  
Электронная почта: [market@rtispb.com](mailto:market@rtispb.com)

### Свердловская область:

#### ООО «ОПТИМА»

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 15,  
стр. 28, оф. 2  
Телефон: +7 (343) 382-01-35, 373-59-43  
Адрес сайта: [www.spicopt.ru](http://www.spicopt.ru)  
Электронная почта: [dir@spicopt.ru](mailto:dir@spicopt.ru)

#### ООО «ТД УРАЛСИЗ»

Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2У  
Телефон: +7 (343) 295-70-00, 295-70-07  
Адрес сайта: [www.uralsiz.ru](http://www.uralsiz.ru)  
Электронная почта: [kovalchuk@uralsiz.ru](mailto:kovalchuk@uralsiz.ru)

### СНГ:

#### ООО «МЕГАСпец»

Адрес: 220012, Белоруссия, г. Минск, ул. Калинина, д. 9  
Телефон: +7 (1037517) 360-08-84 (85), 396-20-64 (65)  
Адрес сайта: [www.megaspec.by](http://www.megaspec.by)  
Электронная почта: [mail@megaspec.by](mailto:mail@megaspec.by)

#### ТОО «Амирсана 2000»

Адрес: 100400, Казахстан, Карагандинская область,  
г. Караганда, ул. Алиханова, д. 10А-42  
Телефон: +7 (7212) 42-48-47, +7 (7212) 42-48-68, +7 (7212) 41-28-04  
Адрес сайта: [www.amirsana.kz](http://www.amirsana.kz)  
Электронная почта: [amirsana@list.ru](mailto:amirsana@list.ru)



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕРЧАТОК



МАРКИРОВКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

От порезов, проколов	Мп
От истирания	Ми
От вибрации	Мв
От электрического тока напряжением до 1000 В	Эн
От электрического поля напряжением свыше 1000 В	Эв
От электрических зарядов, полей	Эс
От электрических полей	Эп
От электромагнитных полей	Эм
От пыли стекловолокна, асбеста	Пс
От мелкодисперсной пыли	Пм
От крупнодисперсной	Пк
От твердых токсичных веществ	Ят
От жидких токсичных веществ	Яж
От газообразных токсичных веществ	Яг
Водонепроницаемая	Вн
Водоупорная	Ву
От кислот концентрацией свыше 80 % (по серной кислоте)	Кк
От кислот концентрацией от 50 % до 80% (по серной кислоте)	К80
От кислот концентрацией от 20 % до 50 % (по серной кислоте)	К50
От кислот концентрацией до 20 % (по серной кислоте)	К20
От растворов щелочей концентрацией выше 20 % (по гидроокиси натрия)	Щ50
От растворов щелочей концентрацией до 20 % (по гидроокиси натрия)	Щ20
От ароматических веществ	Оа
От неароматических веществ	Он
От хлорированных углеводов	Ох
От сырой нефти	Нс
От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций	Нм
От твердых нефтепродуктов	Нт
От микроорганизмов	Бм
От насекомых	Бн

История завода.....	3
<b>МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	
Перчатки хирургические резиновые.....	4
Перчатки хирургические латексные нестерильные многократного применения «АЗРИ» текстурированные.....	5
Перчатки анатомические латексные «АЗРИ».....	6
Перчатки медицинские диагностические одноразовые текстурированные нестерильные.....	7
Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные.....	8
Напальчники медицинские резиновые.....	9
Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые латексные однократного применения тип Пеццера, тип Малеко, вид Б.....	10
Презервативы латексные для УЗИ «АЗРИ» ДИАмед.....	11
Презервативы резиновые «ЭРОС Классика», «ЭРОС Люкс», «ЭРОС Аромат», «ЭРОС Экстра».....	12
<b>ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ</b>	
Перчатки резиновые «АЗРИЭКСПЕРТ».....	13
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	
<b>Защита от поражений электрическим током</b>	
Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 00.....	14
Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0.....	15
Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 1.....	16
Ковры диэлектрические резиновые.....	17
<b>Химостойкие перчатки</b>	
Перчатки латексные технические кислотощелочестойкие с ворсовой подложкой «Суперфлок».....	18
Перчатки резиновые технические кислотощелочестойкие «АЗРИХИМ» тип 1.....	19
Перчатки резиновые технические кислотощелочестойкие «АЗРИХИМ» тип 2.....	20
Перчатки латексные технические нефтемаслостойкие НМС «АЗРИ».....	21
<b>ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	
Перчатки латексные «Пищевик-ДИА».....	22
Перчатки латексные «Пищевик-Альфа».....	23
Перчатки латексные «Пищевик-Супер».....	24
Перчатки резиновые хозяйственные с ворсовой подложкой.....	25
Перчатки резиновые хозяйственные двухслойные.....	26
Перчатки латексные для хозяйственных и бытовых нужд «Комфорт».....	27
Перчатки резиновые «ХозяюшкаАЗРИ» вид 1 (с ворсовой подложкой).....	28
Перчатки резиновые «ХозяюшкаАЗРИ» вид 2 (двухслойные).....	29
Шапочка купальная латексная.....	30
Камеры латексные для спортивных мячей.....	31
Где купить нашу продукцию.....	32
Определение размера перчаток.....	33
Маркировка средств защиты рук.....	34

НеваРеактив



**Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»**

352931, Россия, г. Армавир, Краснодарского края, ул. Новороссийская, 2/4

Телефон: 8(86137) 3-00-24, 5-63-27, факс: 8(86137) 4-64-22

[www.azri.ru](http://www.azri.ru)

E-mail: [sale@azri.ru](mailto:sale@azri.ru)

НеваРеактив